

LE ROULÉ PLUS

UNE MAIN TENDUE POUR
VOUS AIDER

SOWECARE



SOWECARE 

le facteur humain

le rOulé

LeRoulé est une chaise roulante innovatrice qui possède un grand nombre de réglages et peut être utilisée tout à la fois en tant que chaise roulante et fauteuil à pédale. LeRoulé est d'une qualité élevée et peut être livré à un prix attirant.



Une chaise roulante doit être facilement adaptable par l'utilisateur. C'est pourquoi la chaise roulante LeRoulé peut être réglée d'une manière optimale. Des exemples en sont la hauteur, la profondeur et la largeur du siège facilement réglables, de telle sorte que l'on puisse obtenir une bonne position assise et diverses positions d'axe pour fournir des caractéristiques de roulement et manœuvrabilité optimales. Grâce à une construction modulaire, la chaise roulante peut être adaptée aux exigences et souhaits individuels. Diverses tailles et options, comme des sièges et des dossiers différents, ont pour résultat un confort élevé en position assise.

LE ROULÉ PLUS

Lorsque vous avez besoin d'un tout petit plus d'aide pour être en mesure de vous lever de votre chaise roulante. LeRoulé Plus est un choix excellent. LeRoulé Plus a des fonctionnalités électriques haut/bas et passage en position debout.

Puisque les utilisateurs sont en mesure d'activer les options d'eux-mêmes, ces derniers sont moins dépendants d'autrui et peuvent continuer à faire usage de leurs capacités et aptitudes propres autant que possible. Ceci veut dire que les utilisateurs reçoivent juste un peu plus d'aide supplémentaire et restent aussi indépendants que possible.

LeRoulé Plus est aussi exceptionnellement approprié aux utilisateurs de fauteuil roulant 'à pédale'. La hauteur basse de position assise des utilisateurs de chaises roulantes 'scooter' peut être surmontée temporairement par la fonctionnalité de mouvement haut/bas. Ceci peut être utile lorsque les personnes désirent avoir et doivent avoir une position assise quelque peu plus haute.

Les transferts sont également facilités par l'utilisation des fonctionnalités supplémentaires. Ceci veut dire non seulement moins de pression de travail pour le personnel soignant, mais peut aussi faciliter l'utilisation d'accessoires médicaux tels qu'un lève-personne.

Disposez-vous déjà d'une chaise LeRoulé? Ceci n'est pas un problème. LeRoulé peut être facilement converti en une chaise roulante LeRoulé Plus. La chaise roulante peut par conséquent être facilement adaptée aux besoins changeants de l'utilisateur de chaise roulante.

largeur du siège 38/ 42/ 46/ 50/
54 cm



profondeur du siège 42 / 46 /
50 cm



hauteur du siège 43 – 55 cm



largeur totale
largeur du siège +30 cm



longueur totale: profondeur du
siège + 45 cm



hauteur du dossier 50 cm



angle de réglage du dossier -5
– +20°



hauteur de l'accoudoir 16 – 30
cm



hauteur totale en configuration
pliée* 31 cm



charge maximale jusqu'à 125 kg



* non applicable à la chaise roulante LeRoulé Plus

SOWECARE BV
10 Twentelaan, NL-7609 RE Almelo
Tel. +31(0)546-493 145, Fax +31(0)546-493 251
info@sowecare.nl, www.sowecare.nl

SOWECARE 

le facteur humain